

GTB バッグ

ビニールバッグで希釈精液保存



コンパクトで使いやすい

- バッグを用いフラットに保存する為、ボトルより長い時間保存できます。
- ボトルと比較して15% 以下のスペースで保存でき、簡単に開栓できます。
- ほとんどの市販カテーテルに接続可能です。

受胎率の向上

- バッグを絞らず自然に注入します。
- 希釈精液は母豚の子宮頸管の収縮で吸入されます。
- 逆流の激減
- AIを実施するまでに先端部位がビニールで衛生的に保護されています。



普通の GTB バッグ

- ✓ 90mL 以下
- ✓ 従来のAI
- ✓ ハンズフリーのデザイン

ミニ GTB バッグ

- ✓ 40mL 以下
- ✓ 深部注入
(post cervical AI)

GTB 充填器 シリーズ

GTB 250™ マニュアル用器材

- 一回でGTB バッグ6本の充填とシールができます。
- 一時間で250本処理できます。
- シンプルで使いやすい



GTB 1000™ オートマチック用器材



- 一時間で1000本の充填とシールができます。
- 全てはオートマチック処理です。
- ラベリングも自動で処理できます。

- 一人でこの器材を使用しながら同時に他の作業もできます。
- 使用後掃除しやすく、毎会5分以下で掃除できます。

