

# GLIDE GEL

豚人工授精用に限定した精子に無害の潤滑ジェル



## 1. 1リッター用ボトル

## 2. 使用方法

- ・母豚と若雌に人工授精する前にカテーテルに塗布して下さい
- ・分娩補助グローブに塗布して下さい
- ・使用後清潔なスポンジや水で良く拭き取りカテーテルやグローブ、ヘアー、皮膚上でジェルを乾燥させないでください

## 3. 安全管理

- ・熱元から遠ざけ暗所で10-25度で保存して下さい。
- ・子供の届かない場所に保管して下さい。



輸入・販売元

株式会社 フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五カ田2-9-1

TEL : 044-980-2226 FAX : 044-980-2270