



お問い合わせ・ご注文は TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270

ご購入・ご使用にあたって

- ・ 1台 20,000～50,000回使用可能です。
- ・ 1000個以上のご注文の場合、ロゴ入れ・機器の色変更も承ります。
- ・ 注射針は付属しておりません。ご使用の際には、別途注射針をご用意ください。
5基 = 針の取付け部の直径4mm (国際基準)
10基 = 針の取付け部の直径4.7mm (国内基準)
- ・ 5基規格の注射器に付属している10基変換コンバーターを装着することで10基の針をご使用いただけます。
- ・ 薬瓶接続チューブはお好みに合わせてカットしてご使用ください。
- ・ 煮沸消毒に対応していない注射器のご使用後は、毎回、すぐに注射器をきれいな水で洗ってください。
または、60℃以下のお湯で洗浄することを推奨致します。洗浄の際は滅菌水をご使用ください。
- ・ 使用方法につきましては動画でご覧いただけます。

チューブ式注射器 ⇒ <https://youtube.com/watch?v=a5EkRtCVtE8>
ボトルマウント式注射器 ⇒ <https://youtube.com/watch?v=lakcJs7Osh4>
煮沸可能注射器 ⇒ <https://youtube.com/watch?v=w6qjFaR4W5o>



シンクロ社動物医療機器

連続注射器・経皮投薬器・経口投薬器



Frontier International Co., Ltd.



株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025
神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目9-1
TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.frontier-intl.co.jp>

連続注射器

薬液充填量最大 0.5ml

0.1ml 刻みで設定可能

SIM-010 プレミアムインjekター 0.5ml ワンピースボトルマウント 5基

10基変換コンバーター 付属


- ・煮沸消毒可能なバレル
- ・従来品より握りが細く、ストロークも短くなったので手の小さな方にもフィットし、握るかも楽に！
- ・注射器上部の接続部に薬瓶をワンプッシュするだけで取付け可能
- ・薬瓶の口の直径20mmまで使用可能



SIM-025 フォワードセレクトابل0.5ml プレミアムドローフ 5基

薬液接続チューブ / 10基変換コンバーター 付属

- ・煮沸消毒可能なバレル
- ・従来品より握りが細く、ストロークも短くなったので握力の弱い方に良い
- ・薬瓶の口の直径33mmまで使用可能



連続注射器

薬液充填量 最大2.0ml

0.1ml 刻みで設定可能

SIM-027 2ml フォワードセレクトابل 5基

10基変換コンバーター 付属

- ・ボトルマウントタイプ、ワンプッシュタイプ 変換可能
- ・煮沸消毒可能なバレル
- ・薬瓶の口の直径は20mmまで使用可能



SIM-028 2ml フォワードセレクトابل 10基

- ・ボトルマウントタイプ、ワンプッシュタイプ 変換可能
- ・煮沸消毒可能なバレル
- ・5基針は使用不可

SIM-038 2ml フォワードクイックアタッチボトルマウント 5基

薬瓶接続チューブ / 10基変換コンバーター 付属


- ・注射器上部の接続部にワンターンで薬瓶を取付け可能
- ・薬瓶の口の直径20mmまで使用可能



SIM-001 STVインjekター 2ml バリアブル 5基

薬瓶接続チューブ / 10基変換コンバーター 付属

- ・本体後方の接続部と薬瓶を付属のチューブで繋いで使用
- ・付属のチューブは薬瓶の口が直径33mmまで使用可能



連続注射器

薬液充填量 0.5ml ～ 5ml

0.5ml 刻みで設定可能

SIM-002 STVインjekター 5ml バリアブル5基

薬瓶接続チューブ / 10基変換コンバーター 付属

- ・本体後方の接続部と薬瓶を付属のチューブで繋いで使用
- ・付属のチューブは薬瓶の口が直径が33mmまで使用可能



連続注射器

薬液充填量 0.5ml ～ 6ml

0.5ml 刻みで設定可能

SIM-008 STVインjekター 6ml ワンタッチボトルマウント 10基

- ・注射器上部の接続部に薬瓶を取付け、ネジを回して固定
- ・薬瓶の口の直径は20mmまで使用可能
- ・5基針は使用不可



経皮投薬器

薬液充填量 4ml ～ 30ml

1ml 刻みで設定可能

SIM-012 ポアオン 30ml

薬液容器接続チューブ / ノズル 付属

- ・本体後方の接続部と薬液容器を付属のチューブで繋いで使用



経口投薬器

薬液充填量 4ml ～ 30ml

1ml 刻みで設定可能

SIM-011 ドレンチャー 30ml

薬液容器接続チューブ / ノズル 付属

- ・本体後方の接続部と薬液容器を付属のチューブで繋いで使用



オプション

SIM-014 薬瓶接続チューブ

SIM-015～018 薬瓶ボトルホルダー

SIM-019～21 バックパック



- ・薬瓶の口が直径33mmまで
- ・チューブの長さは75cm
- ・ご使用に応じてカットしてご利用ください。

- ・50ml 100ml 250ml 500ml用
- ・ひも付きで首または肩にかけご利用いただけます。

- ・1ℓ 2.5ℓ 5ℓ 用
- ・ショルダーバンド
- ・キャップ
- ・チューブ接続用キャップ