



**Frontier
International**

ステップアップ ファームマネージメント

取扱商品のご案内

**超音波
診断**



**豚人工
授精**



**畜舎
設備**

**薬品
投与器**



世界中から厳選！優れた機能・性能・仕様、使い易さを追求し、洗練

豚人工授精

IMV TECHNOLOGIES (フランス) LANDATA (フランス) ZOITECH LAB (スペイン)

【コレクティス】 自動精液採取



【ニュートリ マックス】



粉体
7日

希釈材

【アクロ マックス】



粉体
7日

【HCPSE】
精製水
調合済み
10日以上



カテーテル

【ゴールデンシルク】
経産豚・未経産豚共通ジェル付

【ソフトゴールデンシルク】
未経産豚用スポンジカテーテル

【ユニックカテーテル】&【ゴールデン
ディブ】 深部注入カテーテル



精液採取


精液処理

授精

その他

【グライドジェル】
潤滑剤

【コピクリップ】
精液注入用固定器



精液パッケージング

GTBコンセプト



【GTBバッグ】
ビニールバッグで
希釈精液保存

【GTB1000】

自動希釈
精液
充填機



【GTB250】

手動式希釈
精液充填機



ゲディスコンセプト

【ゲディスカテーテル】

ボトルとカテーテルがセット
された省力化AIシステム

【ゲディスフィリング
マシン】
自動充填機・ゲディス
カテーテル用

【精液ボトル】



超音波画像診断装置

ECM (フランス)

【イマーゴ】 動物用超音波画像診 断装置



・プローブを交換
することで各種
診断可能

【イマーゴ.S】 豚用超音波画像診 断装置



・妊娠判断

イマーゴ/イマーゴs仕様:

- ・小型 220×145×73mm
- ・軽量 1.75 kg (バッテリー重量込)
- ・リチウムイオンバッテリー (着脱式) 約5時間 連続使用可能

《オプション》 防水カバー



仕様:

- ・306×265×71mm
- ・3.25 kg (バッテリー重量込)
- ・リチウムイオンバッテリー(着脱式) 約5時間連続使用可能

【エクサーゴ】 動物用超音波 画像診断装置

- ・プローブを交換することで
各種診断～肉質測定可能
- ・カラードップラー機能



妊娠鑑定、繁殖 (OPU)、豚背脂肪&ロース面積、腱の診断、腹部、...



薬品投与器

SIMCRO (ニュージーランド) MIT (カナダ)

【プレミアムインジェクタ】

0.5mlワンピースボトルマウント5基

- ・10基変換コンバーター付
- ・煮沸消毒可能なバレル
- ・注射器上部の接続部に薬瓶を
ワンプッシュするだけで取付け可能



【経皮投薬器】



【経口投薬器】



投与器後方から
薬液を充填

(上部に
取り付け
タイプも有)

【連続注射器 STVインジェクター】

◆ 薬液瓶を注射器に取り付け充填する
薬液量タイプ:

- ・0.1~0.5ml
- ・2ml
- ・6ml



◆ 注射器に薬液瓶を繋いで薬液を
充填する薬液量タイプ:

- ・0.5ml
- ・2ml
- ・5ml



【アグロジェットⅢ】

高圧で噴出される注射液で
皮膚を切開し
薬液を注入
する無針注射器



されたデザインの製品を自信を持ってみなさまにお届けいたします。

空調設備

ITB, SLAATS, STIENEN (オランダ)

【壁型ファン】



【ミキシングファン】



【チムニー】




デルタパイプ



ツインパイプ



【有孔天井材】



【ガスヒーター】



【ファンヒーター
コントローラー】




【温水
コントローラー
ロボット】



床材・柵/フェンス/パネル

NOOYEN, PORCON, VAN OSCH, INTER CONTINENTAL (オランダ)

【NOOYEN 床材】




【PORCON分娩クレート】



【育成豚房】



【IC Vacumest】
スラリーシステム



給餌・給水

KAMPLAN (オランダ) TIGSA (スペイン)

【パイプロリキッドフィーディングシステム】



【サニー
フード】




【ドリコマット】



【マキシマート】



【離乳豚フィーダー】



飼料関連

富士通研究所 (日本), BROOKSIDE AGRA (USA)

【フジロン】 自社開発！

A飼料

離乳前後の子豚の健康維持飼料

- ・排出された糞中の有機物はチタンアパタイトの光触媒作用により分解されます。
- ・薬品でもない抗生物質でもない健康維持飼料です。



【フローボンド】

カビ毒吸着材・A飼料

畜産の健康を守り生産性を高める

原材料:モレフィナイト (HSCAS)



環境改善剤

BROOKSIDE AGRA (USA)

【ナノソーヤロック】 国産
畜舎の脱臭、衛生環境の
改善、床面の乾燥と汚濁防止



【ディスラプト】

ミネラルの働きで菌、
ウイルス、カビに対
して働きます。
100% オーガニック



【長靴スキット】

自社開発！

HACCP理論を応用、汚れに対して
注意喚起を促す靴底をみせる収納

お問い合わせ・ご注文は

TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270
Email: frontier@frontier-intl.co.jp

インフォメーション

- ・取扱商品以外も対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

ご注文方法

- ・まずはお気軽にご連絡ください。
- ・FAXまたはメールでお申し込みください。弊社ホームページからも簡単にお申込みいただけます。お申し込み受付後商品を発送致します。別途、翌日納品書・請求書を発行、郵便にて送付致します。
- ・商品送料は、お客様負担となります。

発送方法

- ・宅配便で発送致します。
- 大きなもの（サイズ160を超えるもの）は、宅配以外の配送になります。
- 設備・資材（床材、柵、フェンス、天井材、ガスヒーター他）、飼料（フローボンド）
衛生（ナノソーヤロック）など

お支払方法

- ・銀行振込。請求書に記載された期日までに指定の金融機関の口座にお振込ください。
- ・クレジットの可能性あり、
 - * 振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
 - * はじめてご注文いただくお客様は、初回のみ前払いとさせていただきます。

会社概要 / Corporate profile

会社名称 / Company name	株式会社フロンティアインターナショナル / FRONTIER INTERNATIONAL Co., Ltd.
代表者 / Director	代表取締役 大貫 勝彦 / Mr K. ONUKI
設立 / Established in	1990年
本社所在地 / Headquarter	〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目9-1 2-9-1 Gorikida, Asao-ku, Kawasaki-shi, 215-0025 Kanagawa-ken JAPAN
町田事務所 / Warehouse	〒194-0035 東京都町田市忠生3-1-50 3-1-50, Tadao, Machida-shi, 194-0035 Tokyo JAPAN
TEL	+81 (0)44-980-2226
FAX	+81 (0)44-980-2270
E-mail	frontier@frontier-intl.co.jp
業務内容 / Business activities	畜産関連資材輸入・販売、種畜の輸入・販売・育種業務、畜産コンサルタント、HACCPワークショップ主宰 / Import and sales of livestock equipment and breeding stocks - Livestock consultant - In charge of HACCP workshops
資本金 / Capital	1000万円 / 10,000,000 JPY
従業員数 / Employees	12名 / 12 people



株式会社フロンティアインターナショナル
Frontier International Co., Ltd

Way Ahead

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.frontier-intl.co.jp>