

GTB バッグ

ビニールバッグで希釈精液保存



コンパクトで使いやすい

- バッグを用いフラットに保存する為、ボトルより長い時間保存できます。
- ボトルと比較して15% 以下のスペースで保存でき、簡単に開栓できます。
- ほとんどの市販カテーテルに接続可能です。

受胎率の向上

- バッグを絞らず自然に注入します。
- 希釈精液は母豚の子宮頸管の収縮で吸入されます。
- 逆流の激減
- AIを実施するまでに先端部位がビニールで衛生的に保護されています。



普通の GTB バッグ

- ✓ 90mL 以下
- ✓ 従来 of AI
- ✓ ハンズフリーのデザイン

ミニ GTB バッグ

- ✓ 40mL 以下
- ✓ 深部注入
(post cervical AI)

GTB 充填器シリーズ

GTB 250TM マニュアル用器材

- 1回でGTBバッグ6本の充填とシールができます。
- 1時間で250本処理できます。
- シンプルで使いやすい。



GTB 1000TM オートマチック用器材



- 1時間で1000本の充填とシールができます。
- 全行程が自動化されています。
- ラベリング作業も全て自動化されています。

- 一人で操作しながら他作業もできます。
- 後片付けがしやすく、清掃作業は短時間（5分以内）で完了します。

